





FOLDING PROTECTIVE MASK

SELF-PRIMING FILTER ANTI-PARTICLE RESPIRATOR

Bacterial filtration efficiency (BFE) ≥95%



4-LAYER FILTRATION

MULTIPLE LAYERS OF PROTECTION A SAFETY GUARD FOR BREATHING



SPUNBONDED CLOTH MELTBLOWN CLOTH HOT AIR COTTON SPUNBONDED CLOTH

| PRODUCT SPECIFICATION | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|
| BRAND | KANBO | | | |
| NAME | KN95 Folding protective mask | | | |
| QTY | 1pcs/bag 50pcs/box | | | |
| COLOR | Blue/white | | | |
| STORAGE PERIOD | 2 years | | | |
| PRODUCT SPECIFICATION | W 108mm X H 157mm(Earloop) | | | |
| CONSTRUCTION | White spunbonded cloth+meltblown cloth+hot air cotton+white spunbonded cloth+ear band + nose beam | | | |

EXQUISITE PACKAGING HYGIENE PORTABLE



| MANNER OF PACKING | | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|--|
| | COLORFUL BOX(50PCS/BOX) | OUTER CARTON(1000PCS/CTN) | | | |
| SIZE | L260 x W190 x H115MM | L625 x W355x H478mm | | | |
| MATERIAL | Single powder paper | Corrugated board | | | |
| G.W | 298g | 5800g | | | |






RELEVANT QUALIFICATIONS













第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 粵深食药监械经营备 20207706 号


| 企业名称 | 深圳市中明科技股份有限公司 |
|-------|--|
| 法定代表人 | 韩玲玲 |
| 企业负责人 | 韩玲玲 |
| 经营方式 | 批零兼营 |
| 住 所 | 深圳市宝安区福永街道新田大道 71-2 号立新湖福宁高新产业园 B 栋 6-7 层 |
| 经营场所 | 深圳市宝安区福永街道新田大道 71-2 号立新湖福宁高新产业园 B 栋 6-7 层 |
| 库房地址 | 深圳市宝安区福永街道新田大道 71-2 号立新湖福宁高新产业园 B 栋 6 楼 |
| 经营范围 | 2002年分类目录(二类): 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂不需低温冷藏运输贮存), 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877, 以上类别中包含的植入和介入类产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外, 2017年分类目录(二类): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6840体外诊断试剂(不需低温冷藏运输贮存),以上类别中包含的植入和介入类产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外,以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外,以 |




STERILE ULTRA CLEAN WORKSHOP

Our face masks are manufactured in a sterile ultra-clean workshop environment Ensure dust-free and sterile production environment for the whole production line











广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心 广东省质量监督药品包装产品检验站 於 验 招 告 首 而

| 样品名称 | 洁净车间 | 样品编号 | WT20129022 | |
|-------|---|---------------------------------|--|--|
| | 送样 (/) 抽样 (/) | | | |
| 商标 | I | 型号规格 | 1 | |
| 委托方 | 深圳市中明科技股份有限公司 | 检验类别 | 委托检验 | |
| 委托方地址 | 深圳市宝安区福永街遊新田大道 71-2 号立 新湖福宁高新产业园 B 栋 6-7 层 | 产品编号/ 批号 | / | |
| 生产单位 | 东莞市伟达净化科技有限公司 | 抽样单编号 | 1 | |
| 受检单位 | 深圳市中明科技股份有限公司 | 生产日期 | 1 | |
| 抽样单位 | 1 | 样品数量 | 4 [司] | |
| 抽样地点 | / | 抽样基数 | 1 | |
| 抽样日期 | / | 检验地点 | 深圳市宝安区福永街道新日 大道 71-2 号立新湖福宁高新 产业园 B 栋 4 层 | |
| 收样日期 | / | 检验日期 | 2020.03.04~2020.03.06 | |
| 检验项目 | 全项目 | | | |
| 检验依据 | YY/T0033-2000 无菌医疗器具生产管理规范 GB/T16292-2010 医药工业洁净室(区)悬浮粒子测试方法 GB/T16293-2010 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 GB/T16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 | | | |
| 检验结论 | 在静态条件下,二更(1)、二更(2)的子数、沉降菌、浮游菌符合 YY/T0033-2000千级车间、百级车间的温度、相对湿度、换菌符合 YY/T0033-2000 无菌医疗器具生产管 | 无菌医疗器具名 气次数、静压之 理规范中 1000 | 生产管理规范中 100000 級要求 金、尘埃粒子数、沉降菌、浮》 0 級要求。 告专用章或检验单位公章) | |
| 备注 | 报告中:"一一"表示此项不适用,"/" 测试状态为静态; 清净间面积:详见第 4页; 室外温度:21℃ 相对湿度:56%; 空气洁净级别相同的相邻房间之间的静态。 | | | |



Produced By: Shenzhen Horb Technology Corp Ltd.

North American Distributor: Transforming Technologies, LLC



3719 King Road Toledo Ohio 43617 Phone: 419-841-9552 Fax: 419-841-3241 info@transforming-technologies.com